

## Programat S2

### FAQ

#### Эксплуатация

##### **1. Должна ли печь Programat S2 интегрироваться в систему или сеть CAD/CAM?**

Нет. Programat S2 является автономной печью и не зависит от других изделий или программного обеспечения CAD/CAM. Для печи Programat S2 необходимо только подключение к источнику питания, и ее не нужно подключать к сети. Пользователь может запустить нужную программу (предустановленную программу для материалов Ivoclar Vivadent или индивидуальную программу для материалов других производителей) в любое время.

##### **2. Нужны ли гранулы для спекания в Programat S2?**

Нет, используется только столик для спекания. Гранулы и опорные подставки для спекания не являются необходимыми и не должны использоваться.

##### **3. Можно ли установить более длительную программу спекания?**

Да, можно создавать более продолжительные программы, чем предустановленные. Для 5 различных этапов спекания можно установить время выдержки до 5 часов. Время открытия печи в конце можно дополнительно установить в диапазоне от 15 минут до 5 часов. Эту информацию также можно найти в Инструкции по эксплуатации Programat S2, глава 2.2.2.5.

##### **4. Можно ли спекать в Programat S2 материалы конкурентов?**

Programat S2 является открытой системой, поэтому подходит для обработки материалов других производителей, если не превышена максимальная температура 1600°C, и при условии соблюдения ограничения параметров для повышения температуры, времени выдержки и максимального количества стадий нагрева/охлаждения.

##### **5. Зачем калибровать Programat S2?**

Поскольку непрерывная работа (загрязнение, износ, старение и т. д.) может повлиять на управление теплом, Programat S2 необходимо время от времени калибровать, как и любую другую печь. Температурные отклонения могут повлиять на качество реставраций.

##### **6. Как часто необходимо калибровать Programat S2?**

Интервал калибровки сильно зависит от количества обработанных реставраций. Однако мы рекомендуем проводить калибровку каждые шесть месяцев. Если результаты после программы спекания неудовлетворительны, следует немедленно провести калибровку.

##### **7. В каком диапазоне температур следует калибровать Programat S2?**

Обычные диапазоны коррекции для Programat S2 составляют +/- 10°C. Если во время измерения наблюдается отклонение более чем на 30°C, измерение следует повторить или обратиться к сервисному специалисту Ivoclar. При повторном измерении для

получения максимально точного и воспроизводимого результата измерения в качестве основы для калибровки рекомендуется использовать средство калибровки Programat.

## **8. Могу ли я провести калибровку самостоятельно или мне нужно отправить печь в сервисный центр?**

Процедура проста и может быть выполнена пользователем. Процедура калибровки печи описана в главе 7.6 Инструкции по эксплуатации Programat S2.

## **9. Оснащена ли печь Programat S2 встроенной предварительной сушкой, как печь CS4?**

Нет, в Programat S2 нет встроенной предварительной сушки. Требуется отдельная инфракрасная лампа. В частности, во избежание перекрестного загрязнения или преждевременного старения компонентов печи, предварительная сушка настоятельно рекомендуется для реставраций с инфильтрационной жидкостью или реставраций, обработанных методом влажного фрезерования.

## **10. Есть ли в Programat S2 быстрые программы?**

Да, в Programat S2 есть программы быстрого спекания. Точную информацию см. в таблице программы.

| Program              | Name and Description   | Duration                                 |
|----------------------|--|--|
| <b>1</b><br>Standard | IPS e.max ZirCAD standard sintering of IPS e.max ZirCAD Prime/ MT Multiunit/TMO crowns/bridges up to 14 units and Infrastore, dried restorations | ✓<br>Programat® Dosto Tray<br>9 h 50 min |
| <b>2</b><br>Speed    | IPS e.max ZirCAD Speed – 3 units quick sintering of IPS e.max ZirCAD Prime/ MT Multiunit/TMO crowns/bridges up to 3 units                        | 4 h 25 min                               |
| <b>3</b><br>Speed    | IPS e.max ZirCAD Prime Speed – crown quick sintering of IPS e.max ZirCAD Prime crowns  | 2 h 26 min                               |
| <b>4</b><br>Speed    | IPS e.max ZirCAD MT Multi Speed – 3 units quick sintering of IPS e.max ZirCAD MT Multi crowns/bridges up to 3 units                              | 4 h 25 min                               |
| <b>5</b><br>Speed    | IPS e.max ZirCAD MT Speed – 3 units quick sintering of IPS e.max ZirCAD MT crowns/bridges up to 3 units  | 2 h 30 min                               |
| <b>6</b><br>Speed    | IPS e.max ZirCAD LT Speed – crown quick sintering of IPS e.max ZirCAD LT crowns  | 2 h 55 min                               |
| <b>7</b><br>Speed    | IPS e.max ZirCAD LT Speed – 14 units quick sintering of IPS e.max ZirCAD LT bridges with up to 14 units  | 4 h 30 min                               |
| <b>8</b><br>Speed    | IPS e.max ZirCAD MO Speed – crown quick sintering of IPS e.max ZirCAD MO crown frameworks  | 75 min                                   |
| <b>9</b><br>Speed    | IPS e.max ZirCAD MO Speed – 4 units quick sintering of IPS e.max ZirCAD MO bridge frameworks with up to 4 units                                  | 90 min                                   |
| <b>10</b><br>Speed   | IPS e.max ZirCAD MO Speed – 14 units quick sintering of IPS e.max ZirCAD MO bridge frameworks with up to 14 units                                | 2 h 45 min                               |

|                       |   |                            |            |
|-----------------------|---|----------------------------|------------|
| <b>11</b><br>Standard | IPS e.max ZirCAD MO standard sintering of IPS e.max ZirCAD MO frameworks                                | ✓<br>Programat® Dosto Tray | 7 h 20 min |
| <b>12</b>             | Regeneration firing Program for the regeneration of IPS e.max ZirCAD frameworks after excessive working |                            | 60 min     |
| <b>13</b><br>Standard | Zenostar T standard sintering of Zenostar T   | ✓<br>Programat® Dosto Tray | 9 h 50 min |
| <b>14</b><br>Speed    | Zenostar T crown quick sintering of Zenostar T bridges with up to 14 units                              |                            | 2 h 55 min |
| <b>15</b><br>Speed    | Zenostar T bridge – 14 units quick sintering of Zenostar T bridges with up to 14 units                  |                            | 4 h 30 min |
| <b>16</b><br>Speed    | Zenostar MO crown quick sintering of Zenostar MO crown frameworks                                       |                            | 75 min     |
| <b>17</b><br>Speed    | Zenostar MO bridge – 4 units quick sintering of Zenostar MO bridge frameworks with up to 4 units        |                            | 90 min     |
| <b>18</b><br>Speed    | Zenostar MO bridge – 14 units quick sintering of Zenostar MO bridge frameworks with up to 14 units      |                            | 2 h 45 min |
| <b>19</b><br>Standard | Zenostar MO standard sintering of Zenostar MO frameworks  | ✓<br>Programat® Dosto Tray | 7 h 20 min |

## **11. Подходит ли столик Programat Dosto-Tray для программ быстрого спекания?**

Нет, столик Programat Dosto-Tray можно использовать только для стандартных программ спекания.

## **12. Можно ли спекать в Programat S2 большие реставрации, например, мостовидные протезы из 14 единиц?**

Да, в Programat S2 можно спекать большие реставрации, например, мостовидные протезы из 14 единиц. Просьба обратить внимание, что для этого можно использовать только стандартный столик для спекания, и что максимально допустимая общая высота реставрации не должна превышать 75 мм. Для получения более подробной информации см. главу 2.3.1 Инструкции по эксплуатации или Руководство по спеканию Programat.

## **13. Можно ли спекать в Programat S2 несколько больших реставраций одновременно?**

Да, в Programat S2 можно спекать несколько больших реставраций одновременно. Однако из-за размеров в этом случае можно использовать только стандартные программы спекания. Для получения более подробной информации см. главу 2.3.1 Инструкции по эксплуатации или Руководство по спеканию Programat.

**14. Почему после спекания на реставрации появляются белые пятна, и что с ними можно сделать?**

Белые пятна, скорее всего, являются пылью от изоляционного материала или перекрестным загрязнением материала. В этом случае проведите осмотр и очистку камеры спекания в соответствии с главой 3.2 инструкции по эксплуатации. Если результаты по-прежнему неудовлетворительны, рекомендуется выполнить программу очистки в соответствии с главой 2.2.4.6 инструкции по эксплуатации.

**15. Что можно сделать в случае искажения реставраций после спекания?**

На точность посадки реставраций может повлиять неправильное размещение. Убедитесь, что реставрация правильно установлена на столике для спекания. Иллюстрации см. в главе 2.3.1 Инструкции по эксплуатации.

**16. Что делать в случае значительного износа/трещин/дефектов столика для спекания?**

Если в столике для спекания есть видимые дефекты, его следует заменить во избежание дефектов качества спеченных реставраций.

**17. Почему форма столика для спекания меняется, и что с этим можно делать?**

Скорее всего, изменение формы столика для спекания вызвано использованием инфильтрационных жидкостей или, в случае влажного фрезерования, выбором неподходящей охлаждающей жидкости для фрезерования. Они могут изменить форму столика. В этом случае необходимо обеспечить достаточную предварительную сушку реставраций и регулярную замену столика для спекания.

**18. Что делать, если обычно работаешь с инфильтрационными жидкостями, но иногда и с предварительно окрашенным оксидом циркония?**

В этом случае для реставраций с инфильтрационными жидкостями рекомендуется использовать отдельный столик для спекания, чтобы избежать перекрестного загрязнения между реставрациями, обработанными разными способами.

**19. Можно ли спекать вместе разные материалы IPS e.max ZirCAD?**

Да, разные материалы IPS e.max ZirCAD можно спекать вместе. Для этой цели особенно рекомендуются программы 1 и 2 (см. таблицу программ обжига). В других программах допускается спекание только одного материала.

**20. Где можно найти более подробную информацию о процессе спекания?**

Подробную информацию о процессе спекания см. в Руководстве по спеканию Programat.